



## 6612 P-NfLc Plasman neurofilamentti, kevytketju TUTKIMUSPYYNTÖ

Henkilötiedot	Potilaan nimi	Henkilötunnus
	Näytteenottopäivämäärä	Tutkimuskoodi (vastaanottaja täyttää)
Tutkimuksen tilaaja	Tutkimuksen tilaaja	
	Vastausosoite	
	Laskutusosoite (jos eri kuin vastausosoite)	
Näytteen ottamista ja lähettämistä koskevat ohjeet	<ul style="list-style-type: none"><li>Näyte: EDTA-plasma, tilavuus <math>\geq 1</math> ml.</li><li>Näyte otetaan K2-EDTA-putkeen ja plasma erotellaan lähetysputkeen (2 ml polypropyleeniputki).</li><li>Lähetysputken päälle henkilön nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä.</li><li>Näyte voidaan säilyttää huoneenlämmössä tai +4°C ja lähettää huoneenlämpöisenä 2 vrk sisällä näytteenotosta. Tätä pidempi säilytys ja lähetys pakastettuna vähintään -20°C. <b>Näytettä ei saa lähettää perjantaisin</b>, mutta eroteltu näyte voidaan pakastaa ja lähettää tutkimuslaboratorioon seuraavana arkipäivänä.</li><li>Tutkimuspyyntölomakkeita voi tulostaa osoitteesta <a href="http://www.uef.fi/aivobiomarkkeritutkimukset">www.uef.fi/aivobiomarkkeritutkimukset</a></li><li>Lähetysputkia voi tilata veloitusetta osoitteesta <a href="mailto:alzheimermarkkeri@uef.fi">alzheimermarkkeri@uef.fi</a></li></ul>	
Vastausaika	Lähetämme vastauksen viimeistään kolmen viikon kuluttua näytteen saapumisesta tutkimuslaboratorioon.	
Näytteen postitusosoite	Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Aivotutkimusyksikkö Biomarkkerilaboratorio PL 1627 (Yliopistonrinne 3) 70211 Kuopio	
Lisätietoja	Laboratorio puh. 0400 648632, <a href="mailto:alzheimermarkkeri@uef.fi">alzheimermarkkeri@uef.fi</a> Sanna-Kaisa Herukka, LL, FT, tutkija, puh. 040 5486247, <a href="mailto:sanna-kaisa.herukka@uef.fi">sanna-kaisa.herukka@uef.fi</a>	