



Alzheimerin taudin diagnostiset merkkiaineet TUTKIMUSPYYNTÖ

Henkilötiedot	Potilaan nimi	Henkilötunnus
	☐ CJD epäily	Näytteenottopäivämäärä
Pyydetty tutkimus	Merkkiaineyhdistelmät: ☐ 4809 Li-FosTau, 4810 Li-Tau ja 4811 Li-BAm42 ☐ 4809 Li-FosTau ja 4811 Li-BAm42 ☐ 4810 Li-Tau ja 4811 Li-BAm42 Yksittäiset merkkiaineet: ☐ 4811 Li-BAm42 ☐ 4810 Li-Tau ☐ 4809 Li-FosTau	
Tutkimuksen tilaaja	Tutkimuksen tilaaja	
	Vastausosoite	
	Laskutusosoite (jos eri kuin vastausosoite)	
Näytteen ottamista ja lähettämistä koskevat ohjeet	- Näytteeksi otetaan selkäydinnestettä 2.5 ml merkkiviivaan asti Sarstedt CSF valepohjaputkeen (polypropyleeni, REF 63.614.625). - Näyteputken päälle henkilön nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä. - Mikäli näyte lähetetään väärässä putkessa tai jos näytettä on alle 2.0 ml, siitä mitataan vain Tau ja FosTau. - Näyte säilytetään jääkaapissa ja lähetetään huoneenlämpöisenä vuorokauden (24 h) sisällä näytteenotosta. Vuorokautta pidempi säilytys ja lähetys +4°C (max 5 vrk) tai pakastettuna vähintään -20°C (max 6 kk). - Ei postitusta PERJANTAISIN. - Tutkimuspyyntölomakkeita voi tulostaa osoitteesta www.uef.fi/alzheimermarkkeritutkimukset - Näyteputkia voi tilata veloituksetta osoitteesta alzheimermarkkeri@uef.fi	
Vastausaika	Postitamme vastauksen viimeistään kuukauden kuluttua näytteen saapumisesta tutkimuslaboratorioon.	
Näytteen postitusosoite	Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Aivotutkimusyksikkö Biomarkkerilaboratorio PL 1627 (Yliopistonranta 1 B) 70211 Kuopio	
Lisätietoja	Ensisijainen puhelinnumero: Laboratorio 0400 648632 – alzheimermarkkeri@uef.fi Fax 017 163 539 Tutkija Sanna-Kaisa Herukka, 040 5486247, sanna-kaisa.herukka@uef.fi	